



杰菲德®
JFEED®

立足于人与医疗之间...

The Bridge to Good Health Care

鼻胃管

用于输送营养
剂或胃肠减压


提供多种
临床通用的
连接样式

医用聚氨酯
(TPU) 材质,
可在人体留置
60天



营养领域
一次性使用鼻胃管

一次性使用鼻胃管



接头

◆ 可提供ISO新标准接头, 避免误接, 连接更安全。

导丝

◆ 韧性好, 提高操作性。

管体

◆ 医用聚氨酯(TPU)材质, 耐腐蚀, 可留置60天。

显影线

◆ 整体贯通, 显像清晰。

出液口

◆ 一“前”二“侧”式开口设计, 增大出液量, 有效防止堵管。

类型	接头式样	导管管径	导管长度(cm)	导丝	包装数
鼻胃管	竹节 / ISO	3Fr、4Fr	40/60/90	无导丝	10套×5盒=50套
	竹节 / ISO	5Fr、6Fr、7Fr	40/50/60/70/90	导丝可选	10套×5盒=50套
	竹节 / ISO	8Fr	40/80/120	导丝可选	10套×5盒=50套
	竹节 / ISO	10Fr/12Fr/14Fr/15Fr/16Fr	120	导丝可选	10套×12盒=120套

禁忌内容和注意事项详见说明书

大连JMS医疗器具有限公司
地址: 辽宁省大连经济技术开发区黄海西路25号
电话: 0411-87611733 (总机) 87611734 (销售)

北京分公司
地址: 北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼302室
电话: 010-68288395

公司公众号: 大连JMS医疗器具有限公司
公司网站: www.jmsdl.com

产品注册证号: 辽械注准20242140006
广告审批号: 辽械广审(文)第290110-08390号



分类号: D-3124B2402-F
修订号: B
修订日期: 2025年8月